




RUCOE GOLF
メーカー希望小売価格
42,900円(税抜 39,000円)
JANコード 4983087012516



[標準付属品(交換用価格)]



①RUCOE粘着パッド(48×48mm・2枚):4パック JANコード 4983087129719	2,640円(税抜 2,400円)
②RUCOE電極コード(φ1.5pin)青・1.3m:1本 JANコード 4983087129061	3,300円(税抜 3,000円)
③RUCOE電極コード(φ1.5pin)薄灰・1.3m:1本 JANコード 4983087129078	3,300円(税抜 3,000円)
④充電コード(USB Type-C):1本 JANコード 4983087129047	880円(税抜 800円)

※RUCOE粘着パッドは消耗品です。
粘着力が低下したら交換(1日1回の使用で約3週間が目安)してください。

[本体仕様]

本体サイズ	縦100×横35×厚さ31(mm)	タイマー	プラクティスモード:20分(固定) スイッチモード:3分(固定) レストモード:20分(固定)
重量	約100g	防水性能	IPX4
パッドサイズ	48×48(mm)		
電源	リチウムイオン充電電池内蔵		
パッケージサイズ	縦172.6×横172.6×厚さ80(mm)		



伊藤超短波は
あなたの全力をサポートします!

伊藤超短波は、長年にわたりアスリートの治療やコンディショニングをサポートする「ITO Sports Project」に取り組んでいます。このプロジェクトが始まったのは1999年のこと。

当時から関係の深かった柔道競技を中心に物理療法機器によるサポートを開始しました。その活動は次第にスポーツ界全体に浸透し、今では柔道、野球、レスリング、サッカー、陸上など、多くの選手やチーム、競技団体の活躍を支えています。

ケガのリスクを軽減するためにコンディショニングをサポートすること。そして万が一の場合でも、できるだけ早い回復を目指し、選手のベストパフォーマンスを導き出すこと。それがスポーツプロジェクトの目的です。世界が注目する大舞台の陰で、私たちはアスリートの果敢な挑戦を支えています。

多くのスポーツ団体をサポートしています!

公認スポンサー

- 公益財団法人 全日本柔道連盟

協賛会員

- 一般社団法人 日本トップリーグ連携機構

オフィシャルパートナー

- 公益財団法人 全日本スキー連盟

オフィシャルサプライヤー (競技団体)

- 新体操 日本代表チーム
- 公益財団法人 日本アイスホッケー連盟
- 公益社団法人 日本ウエイトリフティング協会
- 一般社団法人 日本車いすテニス協会
- 一般社団法人 日本競輪選手会
- 一般社団法人 日本ゴルフボール協会
- 公益財団法人 日本自転車競技連盟
- 一般社団法人 日本障がい者バドミントン連盟
- 公益財団法人 日本セーリング連盟
- 一般社団法人 日本アパレーボール協会
- 公益財団法人 日本バドミントン協会
- 一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟
- 公益財団法人 日本ハンドボール協会
- 公益社団法人 日本フェンシング協会
- 公益社団法人 日本ボート協会
- 公益財団法人 日本陸上競技連盟

オフィシャルサプライヤー (チーム・クラブ)

- アクセルトラッククラブ
- 株式会社 茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント
- NECレッドロケッツ
- 株式会社 鹿島アントラーズFC
- シーホース三河 株式会社
- 株式会社 千葉ジェッツふなばし
- 株式会社 新潟アルビレックスランニングクラブ
- 株式会社 横浜ビー・コルセアーズ (50音順)

製造販売元

伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8
TEL. 048-254-1011 (代表)
http://www.itolator.co.jp/

販売・お問い合わせ先

加賀スポーツ株式会社

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町20番地
TEL. 03-5657-0148 (代表)



http://rucoe.net/golf/

昨日より
打てる
自分へ。



身体が変わればゴルフが変わる

あなたのゴルフを変える、新しいコンセプトの
コンディショニングギア新登場



RUCOE GOLF
ルコエゴルフ



あなたの目的や悩みに応じた3つのモード

PRAC [プラクティスモード]

日々の練習を
ベストコンディションで

SWITCH [スイッチモード]

ラウンド前に
身体をON!

REST [レストモード]

明日のための
リフレッシュ

理想のスイングの再現性を高める コンディショニングギア。

理想のプレーを追求する、すべてのゴルファーへ
イメージ通りのスイングを目指し、
ブレないカラダにアプローチする
新たなコンセプトの
パフォーマンスサポートアイテム
RUCOE GOLF <ルコエゴルフ> 誕生



RUCOE GOLF

1916年の創業以来一貫して物理療法機器を製造販売してきた伊藤超短波株式会社は、アスリートを積極的に支援していくために「伊藤超短波スポーツプロジェクト」を立ち上げ、サッカーや柔道、水泳など様々なスポーツの世界的な大会で代表選手の治療及びコンディショニングをサポートし、物理療法の効果・効能を最大限に引き出すノウハウを積み上げて来ました。



目標達成の為に。 日々のコンディショニングをサポート。

RUCOE GOLFは、特殊な電気の力で筋肉を刺激します。
ゴルフに必要な筋肉のパフォーマンス発揮や、
違和感がある時にも使用できるコンディショニング機器です。

RUCOE GOLFには3つのモードが搭載されており、
自分の目標や悩みに合わせてコンディショニングを整えます。

**「イメージ通りのスイングを目指し、
ブレないカラダにアプローチする」**

あなたの心強い味方になります。



RUCOE GOLF監修
鍼灸師・あんま指圧マッサージ師・
柔道整復師
斎藤 大介
2010年よりトレーナー活動を開始。
2016年よりアメリカに拠点を移し、海外
メジャー優勝者と専属契約。LPGA通算
15勝を挙げる。2019年より渋野日向子
プロの専属トレーナーとして活動中。

ゴルフは「再現性」が要求されるスポーツです。そのパフォーマンスを支えるのは身体ですので、いかに身体のコンディショニングを整えるかが、どのレベルのゴルファーでも重要になります。RUCOE GOLFは、目的に応じた3つのモードで再現性の向上をサポートします。



女子プロゴルファー
山下 美夢有
練習前はランニング等で身体を温めてからストレッチを行います。疲れがたまると足が重くなり動きが鈍くなるので、ラウンド後もストレッチをしてケアを心掛けています。アマチュアの方は打つことだけに時間を掛けてしまいがちですが、打つ前の準備を大事にして状態を整えてから練習を始めると良いと思います。



女子プロゴルファー
立浦 葉由乃
コンディショニングを怠ると疲れが蓄積されて疲れやすい身体になってしまうため、日ごろから練習前にもしっかりと身体ほぐしてから臨んでいます。アマチュアの方も毎日のケアを心掛けることで良い身体作りが出来ると思います。

出力モード

RUCOE GOLF は3つの出力モードを搭載。
目的・シチュエーションに応じて使い分けることで、再現性の向上をサポートします。

<p>PRAC [プラクティスモード]</p> <p>ゴルフ筋を刺激して動ける身体に</p> <p>練習前にシャドーイングやストレッチと併用することで、正しい筋肉の使い方を意識させ、勝てるスイングへ。</p>	<p>SWITCH [スイッチモード]</p> <p>ラウンド前に身体をON</p> <p>眠った状態の身体をアクティブにしたいときに。ラウンド前のわずか3分で安定したティーショットをサポート。</p>	<p>REST [レストモード]</p> <p>明日のためにリフレッシュ</p> <p>ラウンド後の身体を優しくケア。筋肉や関節の違和感だけでなく、日常のコンディショニング維持にも。</p>
---	--	--

効果的な使い方

RUCOE GOLF のセッティングは簡単スピーディ。わずか4ステップで使用が可能です。

STEP1
粘着パッドをセット

STEP2
電源ON

STEP3
モード選択

STEP4
出力調節

[本体操作部]

日々の練習に **PRAC** [プラクティスモード]

ラウンド前に **SWITCH** [スイッチモード]

ラウンド

ラウンド後に **REST** [レストモード]

PRAC [プラクティスモード] **タイマー 20分** 練習前や練習中に使いたい筋肉にアプローチして理想の動きを目指します。

<p>飛距離アップ</p> <p>パッド貼付位置: 広背筋・腰方形筋 広背筋を刺激することで力強いスイングを引き出します。</p>	<p>パターの安定</p> <p>パッド貼付位置:多裂筋 インナーマッスルを刺激してパッティングストロークの安定化を図ります。</p>	<p>スライス防止</p> <p>パッド貼付位置:腹斜筋群・臀筋群 身体の横ブレを防止するため、側面の筋肉の安定化を図ります。</p>
--	--	--

SWITCH [スイッチモード] **タイマー 3分**
当日の朝〜ラウンド直前での使用が効果的。

パッド貼付位置:手首
打ち手の手首を挟むように貼ります。

REST [レストモード] **タイマー 20分**
その日のうちに自由なタイミングで筋肉に休息を。

<p>肘と手首のケア パッド貼付位置: 肘・手首(親指側または小指側)</p>	<p>負担のかかった膝のケア パッド貼付位置: 大腿四頭筋・膝裏</p>
---	--